

MP Biomedicals



MPバイオメディカルは、米国カリフォルニアに本社を置き、世界的な企業でISO認証とFDA認可を受けた製造・物流施設を世界各国に保有しています。

MPバイオメディカルは28,000種類以上のライフサイエンス、ファインケミカル、臨床検査薬（研究用途）分野の製品を製造・販売しております。

詳細は、<https://www.mpbio.com>

SUMMER CAMPAIGN

20%
OFF

（一部製品除く）

期間：7/21(Wed) ▶ 8/23(Mon)

1回の注文が(1教室) **35,000円(税抜)** 以上の場合
は、さらにお得！！

世界中の施設で信頼のクリーニング溶液
7X™ DETERGENT 2Lをさらにプレゼント！

- ・プレゼント品は、数に限りがあります。
- ・プレゼント品は、2週間に1回の発送のため納期がかかる場合があります。



| キャンペーン番号：Summer |

ご注文の際、弊社販売代理店様へキャンペーン 番号のご連絡をお願いします。

<http://www.mpbio.co.jp/>



MP Biomedicals

| 実験器具用洗剤 |

7X™ DETERGENT :

バイオリアクター、培養器材、ラボ器具一般

ES-7X™ DETERGENT :

環境にやさしい無りんの組成で、通常の7X™と同等の洗浄効果

| 特長 |

- ・水への溶解性が高く、攪拌なしで簡単に溶解できます。
- ・通常タイプ (7X) と環境に配慮したEnvironmental Safeタイプ (ES 7X) および自動洗浄装置用 (O-MATIC) があります。
(ES 7Xはリン成分がリン酸からフォスホン酸に置換されており、水質の富栄養化を防ぎます。)
- ・強力な分散剤の働きで、汚れの再付着がありません。
- ・強力な浸潤剤により、ブラシやスポンジの届かない隙間にも浸透して洗浄します。
- ・中性洗剤ですので、ガラス器具やプラスチックなど幅広い材質の洗浄に使用可能です。
(7XはpH6.0-7.5、 ES 7XはpH7.0-8.0です)
- ・洗浄後は、流水で軽く洗い流すだけで洗剤を除去できます。

コード	製品名	包装	定価	キャン ペーン
7667093	7X® DETERGENT	1 gal	¥7,400	¥5,900
7667094	7X® DETERGENT	4x1 gal	¥21,000	¥16,800
7667095	7X® DETERGENT	5 gal	¥27,100	¥21,700
7667193	ES 7X® DETERGENT	1 gal	¥7,400	¥5,900
7667194	ES 7X® DETERGENT	4x1 gal	¥21,000	¥16,800
7667195	ES 7X® DETERGENT	5 gal	¥21,000	¥16,800
7667493	7X®-O-MATIC DETERGENT	1 gal	¥12,700	¥21,700
7667494	7X®-O-MATIC DETERGENT	4x1 gal	¥41,800	¥33,400
7667495	7X®-O-MATIC DETERGENT	5 gal	¥52,900	¥42,300
7667593	ES 7X®-O-MATIC DETERGENT	1 gal	¥15,700	¥12,600
7667594	ES 7X®-O-MATIC DETERGENT	4x1 gal	¥46,600	¥37,300
7667595	ES 7X®-O-MATIC DETERGENT	5 gal	¥49,700	¥39,800

(※1gal≒3.8L)



MP Biomedicals

| 細胞関連製品 |

| ウシ胎児血清 (FBS) |

サンプルあり

高品質のオランダ産FBSを特別価格にてご提供いたします。
キャンペーン 該当のロットが無くなる次第終了させていただきます。

| 特長 |

- ・ 高品質！
- ・ 多種多様な細胞に適合！
- ・ 新ロットの調達など、お客様の多様なニーズに対応します。
- ・ 品質項目：pH、浸透圧、タンパク質、ヘモグロビン、エンドトキシン、マイコプラズマ、バクテリア/菌類、ウイルス (BVD,PI3,IBR)、増殖確認など



コード	製品名	容量	キャンペーン
2917354H	Fetal Bovine Serum,オランダ産	500m l	¥ 29,500

FBS10本以上購入の場合、サンプルをご用意させていただきます。

| Multitest Slides |

Multitestスライドはウエルの周囲を疎水性のブルーPTFEでコーティングされたスライドガラスです。細胞接着や細胞培養実験に使用されます。

| 特長 |

- ・ 8ウェル製品の、ウェル間隔は96ウェルプレートと同じのため、4chピペットを使用して96ウェルプレートからトランスファーできます。
- ・ 8、10、12ウェル製品は、各ウェルに番号がついています。(15ウェル除く)
- ・ Premium versionは,General Purpose versionに比較して一般的な有機溶剤に対するPTFEコーティングの耐性が高くなっています。



コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
6040805	Multitest Slide, 8 well, 6mm, Blue Coating	100/box	¥25,300	¥ 20,200
6041205	Multitest Slide, 12 well, 7mm, Blue Coating	100/box	¥25,300	¥ 20,200
6041505	Multitest Slide, 15 well, 4mm, Blue Coating	100/box	¥25,300	¥ 20,200
6041805	Multitest Slide, 10 well, 8mm, Blue Coating	100/box	¥25,300	¥ 20,200
6040805E	Multitest Slide, 8 well, 6mm, Blue Coating - Premium Version	100/box	¥35,200	¥ 28,200
6041205E	Multitest Slide, 12well, 7mm, Blue Coating - Premium Version	100/box	¥35,200	¥ 28,200
6041805E	Multitest Slide, 10 well, 8mm, Blue Coating - Premium Version	100/box	¥35,200	¥ 28,200



MP Biomedicals

| MP Alumina |

MPバイオメディカルのクロマトグラフィー用吸着剤は、ラボスケール及びバルク用としていろいろな領域において標準化された高品質の製品です。

コード	カテゴリー	製品名	仕様	包装	価格	キャンペーン
04592	Alumina ,Activity Super I	Alumina A, Super I	酸性、	500 g	¥7,700	¥6,200
04595			63~200µm	1 kg	¥8,900	¥7,100
04568		Alumina B, Super I	塩基性、	500 g	¥7,700	¥6,200
04571			63~200µm	1 kg	¥8,900	¥7,100
04580		Alumina N, Super I	中性、	500 g	¥7,700	¥6,200
04583			63~200µm	1 kg	¥8,900	¥7,100
02099	Alumina, Activity I	Alumina A, Act. I	酸性、	500 g	¥6,700	¥5,400
02102			63~200µm	1 kg	¥7,900	¥6,300
02069		Alumina B, Act. I	塩基性、	500 g	¥6,700	¥5,400
02072			63~200µm	1 kg	¥7,900	¥6,300
02084		Alumina N, Act. I	中性、	500 g	¥6,700	¥5,400
02087			63~200µm	1 kg	¥7,900	¥6,300
04569	Alumina B - Super I for Dioxin Analysis	Alumina B - Super I for Dioxin Analysis	塩基性、 63~200µm	500 g	¥7,700	¥6,200
04692	Alumina, Activity II - III	Alumina, Act.II - III	63-200µm	500 g	¥6,700	¥5,400

上記以外の製品については、弊社ホームページをご確認ください。


<参考資料>

<https://media.mpbio.com/document/file/brochure/dest/f/c/0/9/2/FC092019-EN-Adsorbents-Brochure.pdf>

| Immunology Reagents |

血液・組織成分関連製品（基本的なマーカーに対する抗体）

各種アプリケーション、蛍光色素（FITC）ラベルの抗体をご用意しています。



IF of Human THP1 Monocyte Cell
Antibody:Anti-human complement
C3 goat IgG fraction, FITC-conjugated

コード	製品名	アプリケーション	種交差性	包装	価格	キャンペーン
691001	Anti-Actin, mouse monoclonal antibody (Clone:C4)	WB,IF,IHC, E	H,M,Y, Ver,Fl	1ml	¥49,800	¥39,800
55166	Anti-human complement C1Q goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,FMC,IHC,E	H	2ml	¥70,000	¥56,000
55167	Anti-human complement C3 goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,IHC,E,FMC	H	2ml	¥49,000	¥39,200
55033	Anti-human complement C3 goat IgG fraction,	IP	H	2ml	¥25,000	¥20,000
55385	Anti-guinea pig complement C3 goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,FMC,IHC, ACIF	Pg	2ml	¥63,900	¥51,000
55169	Anti-human fibrinogen goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,FMC,IHC, E	H	2ml	¥54,900	¥43,900
55168	Anti-human complement C4 goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,FMC,E	H	2ml	¥67,600	¥54,000
55806	Anti-sheep red blood cells rabbit IgG fraction	IHC,IP	Sh	2ml	¥48,600	¥38,900

<http://www.mpbio.co.jp/>



MP Biomedicals

| Monoclonal Antibody |

当社では、一般的なターゲットのモノクローナル抗体を多数販売しています。特性、感度、再現性が高く安心して使用が可能です。

コード	製品名	アプリケーション	種交差性	包装	定価	キャン ペーン
697301	Anti-Synaptophysin IgG1 mouse monoclonal antibody (clone: SY38)	WB,IF,IHC,FMC	H,M,R,B	50 µg	¥ 78,000	¥ 62,400
633651	Anti-β-galactosidase, purified mouse monoclonal antibody(clone:6A-11)	WB,IHC,E, DBlot	Bac	100 µg	¥ 39,100	¥ 31,500
687381	Anti-GFP mouse monoclonal antibody(clone :11E5)	WB,IHC,E,Dblot	-	100 µg	¥ 59,800	¥ 48,000

| 当社オススメ製品 |


当社（旧：Cappel社）で、長年多くの施設に使用されている高品質の製品です。バルクでの購入にも対応しています。

コード	製品名	アプリケーション	種交差性	包装	定価	キャン ペーン
55905	Secretory IgA, human, purified,	E	H	5mg	¥ 135,800	¥ 100,600
55153	Anti-human IgM (5Fc µ) goat IgG fraction, FITC-conjugated	IF,FMC,E	H	2ml	¥ 54,000	¥ 43,200
55499	Anti-mouse immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) goat IgG fraction, FITC-conjugated,	IF,FMC,IHC	M	2ml	¥ 77,400	¥ 62,000
55740	Anti-rat IgG (whole molecule) goat affinity-purified antibody	WB,IHC,E	R	2ml	¥ 33,200	¥ 26,600
55267	Anti-bovine IgG (whole molecule) rabbit antiserum	IP,IHC	B	2ml	¥ 34,400	¥ 26,800

コード	製品名	包装	定価	キャン ペーン
810034	Albumin Bovine Fr V ph 7.0	500g	¥ 88,000	¥ 70,400
55914	Hemoglobin, human, purified	20 mg	¥ 21,900	¥ 17,500
55854	Complement serum, guinea pig	5 mL	¥ 28,800	¥ 23,000
823051	Albumin, human, 30% solution,	50 mL	¥ 81,900	¥ 65,500
399001	Protease (S. Aureus) V.8	5 mg	¥ 79,000	¥ 63,200

WB-Western blot, IF-Immunofluorescence, E-ELISA, Dblot-Dot Blot, IHC-Immunohistochemistry, FMC-flow cytometry, IP-ImmunoPrecipitation, ACIF-anti-complement immunofluorescent,

H-Human, M-Mouse, R-Rat, Pg-Pig, Sh-sheep, Bac-Bacteria, Ver-Vertebrate, Y-yeast, Fl-Flies





MP Biomedicals

| 抗生物質 |

細胞培養に有用な各種抗生物質を販売しております。他も多数販売しているため、詳しくはホームページをご参照ください。

コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
1672346	Amphotericin-B (250 µg/mL)	20 ml	¥8,400	¥6,700
1672348		50 ml	¥12,500	¥10,000
1676045	Gentamicin sulfate, 10 mg/mL	10 ml	¥5,900	¥4,700
1676245	Gentamicin sulfate, 50 mg/mL	10 mL	¥16,400	¥13,100
1672546	G418 Sulfate Solution	20 mL	¥30,700	¥24,600
1672548		50 mL	¥70,100	¥56,100
1672048	Kanamycin (5000 µg/mL)	50 mL	¥12,000	¥9,600


| 培地 |

当社では、細胞培養の適した様々の製品ラインをご用意しております。他も多数販売をしているため、詳しくはホームページをご参照ください。

コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
2610022	Murashige and Skoog medium, w/o sucrose, agar, IAA, and Kinetin	10L	¥10,400	¥8,300
1242354	Ham's F12 (1X) with L-glutamine, 500 mL	500 ml	¥15,300	¥12,200
1042122	Ham's F-12 (modified) with L-glutamine, w/o sodium bicarbonate	10L	¥11,000	¥8,800
1642954	Dulbecco's Modified Eagle's Medium (1X Solution) with 4.5 g/L dextrose, w/o L-glutamine and inositol, 500 mL	500 ml	¥6,600	¥5,300
2610029	Murashige and Skoog medium, w/o sucrose, agar, IAA, and Kinetin	100L	¥33,700	¥27,000
1050122	Williams medium E, powder, with L-glutamine, w/o sodium bicarbonate, 10 L	10L	¥13,900	¥11,100
1680849	Hat supplement (50X solution), 100 mL	100ml	¥14,800	¥11,800
1060124	RPMI 1640, with L-glutamine, w/o sodium bicarbonate	50L	¥26,300	¥21,000
1060122	RPMI 1640, with L-glutamine, w/o sodium bicarbonate	10L	¥9,300	¥7,400
1023122	Medium 199 with Hanks' Salts (H199), powder, with L-glutamine w/o sodium bicarbonate	10L	¥12,100	¥9,700
1646454	RPMI (1X) w/o L-glutamine, L-cysteine, L-cystine, and L-methionine, 500 mL	500ml	¥10,300	¥8,200

※**キャンペーン番号** : Summerご注文の際、弊社販売代理店にご連絡をお願いします。

<http://www.mpbio.co.jp/>



MP Biomedicals

| 癌研究用/生化学試薬 |

癌研究に有用な試薬（阻害剤など）を多数販売しています。他も多数販売しているため、詳しくはホームページをご参照ください。

コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
Angiogenesis Inhibitors				
158753	Thalidomide	50 mg	¥5,800	¥4,600
		250 mg	¥7,700	¥6,200
DNA Intercalators/Cross-linkers				
150749	Cyclophosphamide	1 g	¥10,000	¥8,000
		5 g	¥37,000	¥29,600
DNA Synthesis Inhibitors				
102299	(±)-Amethopterin (Methotrexate) U.S.P.	10 mg	¥6,900	¥5,500
		100 mg	¥14,100	¥11,300
101722	5-Fluorouracil	1 g	¥5,000	¥4,000
		10 g	¥8,600	¥6,900
102023	Hydroxyurea	1 g	¥6,300	¥5,000
		10 g	¥32,000	¥25,600
194532	Mitomycin C	2 mg	¥10,500	¥8,400
DNA-RNA Transcription Regulators				
104658	Actinomycin D	1 mg	¥8,600	¥6,900
		10 mg	¥36,000	¥28,800
150777	Daunorubicin	1 mg	¥5,300	¥4,200
		10 mg	¥22,000	¥17,600
159101	Doxorubicin	1 mg	¥7,400	¥5,900
		10 mg	¥18,000	¥14,400
Enzyme Inhibitors				
159732	S(+)-Camptothecin	25 mg	¥7,900	¥6,300
		100 mg	¥20,000	¥16,000
193918	Etoposide	25 mg	¥8,800	¥7,000
		100 mg	¥25,300	¥20,200
156738	Tamoxifen	100 mg	¥10,100	¥8,100
		1 g	¥35,200	¥28,200
156739	Tamoxifen Citrate Salt	100 mg	¥7,500	¥6,000
		1 g	¥52,100	¥41,700
152064	Sodium Valproate	10 g	¥11,000	¥8,800
		100 g	¥30,600	¥24,500
Microtubule Inhibitors				
190287	Vinblastine Sulfate	1 mg	¥5,800	¥4,600
		10 mg	¥12,700	¥10,200
190687	Vincristine Sulfate	1 mg	¥5,600	¥4,500
		25 mg	¥39,600	¥31,700

※キャンペーン番号 : Summer ご注文の際、弊社販売代理店にご連絡をお願いします。

<http://www.mpbio.co.jp/>



| SARS CoV-2 | Research Use Only

| Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card |

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (RUO) は、ヒトの鼻咽頭から綿棒で採取した検体に付着した新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗原を定性的に検出するためのクロマトグラフィーによる迅速な免疫学的測定法です。

| 特長 |

使いやすい: 鼻咽頭から綿棒で容易に検体を採取します。

迅速で便利: 15分で結果が判明。詳しい説明は不要です。

高性能: 特異性 98.04%、感度 93.75%、精度 97.46%

簡易迅速検査 (POCT): 機器類の用意不要です。



25%
OFF

コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
074114A020	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card(RUO)	20回用	¥39,000	¥29,000
0743142020	ASSURE SARS-CoV-2 IgG /IgM Rapid Test(RUO)	20回用	¥39,000	¥29,000

数量ディスカウント (10Kit以上) については、弊社営業担当にご連絡をください。

<使用上の制限>

本製品は研究用に限定して販売しております。

本製品は、ヒト鼻咽頭・鼻腔及び咽頭 (専用スワブ使用) に存在するSARS-CoV-2の抗原を定性的に検出するin vitro免疫クロマトグラフィーテストです。

本製品の陽性結果は、SARS-CoV-2感染の可能性を示しますが、感染の判定については他の判定方法と併せて総合的にご判断ください。

本製品の陰性結果は、SARS-CoV-2による感染の可能性を排除するものではありません。

| Tris Buffer |

バルクサイズでの購入も可能です。

コード	製品名	包装	定価	キャンペーン
819620	Tris, Ultra Pure	500 g	¥11,800	¥9,500
819623		1 kg	¥19,000	¥15,200
819638		5 kg	¥79,700	¥63,800

※**キャンペーン番号: Summer**ご注文の際、弊社販売代理店にご連絡をお願いします。

(*)表示価格には消費税は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

株式会社エムピーバイオジャパン

東京都中央区日本橋人形町3-7-14

Tel. 03-6667-0730

E-mail : custserv.jp@mpbio.com

【白井物流センター (受注窓口)】

千葉県白井平塚2802-1

Tel.047-492-8200 Fax.047-492-8201