

再生医療、細胞療法などの研究に |

Human Serum



～ **20% ディスカウントキャンペーン!!** ～
 キャンペーン期間：6月13日～8月31日

当社では、高品質のヒト由来の血清を提供しております。

ヒトAB型由来の血清は、A型およびB型の両方の特異的抗体を持たないため、培養細胞での抗体反応が起こりづらいことが知られています。またプール（ドナー混合）のヒト血清もご用意しております。細胞培養のサプリメントとして使用ができます。

特徴

- ・多くのヒト細胞株で、高い増殖が得られます。
- ・ドナーはAB型由来と、プールから選択できます。
- ・各製品LOTごとに詳細の品質検査を実施（* 1）
（浸透圧、マイコプラズマ、ウイルス、バクテリア/菌類など）
- ・無菌：ろ過 0.1umのカートリッジ使用
- ・数量ディスカウントあります。

(* 1)

- ・製品情報は、<https://www.mpbio.co.jp/>でも確認できます。
- ・最新LOTの品質検査表は、custserv.jp@mpbio.comまでご請求願います。



20% OFF

コード	製品名	包装	希望納入価	キャンペーン価格
2930949	Serum, type AB, human, from male donors	100ml	¥45,000	¥36,000

| Serum, type AB, human from male donors |

分析表 (例)

Certificate of Analysis

Product Description: Human Type AB Serum (nonreactive for HBsAG and HIV).
 Catalog Number: 2930949.
 Lot: 3533C.

Formula: N/A
 CAS #: N/A
 Physical Description: golden liquid (frozen)

Formula Weight: N/A
 Storage: -20°C

Test	Specification	Result
pH	7.0 - 8.0	7.4
Osmolality	263 - 323 mOsm/kg	282 mOsm/kg
Protein	6.8 - 8.2 gm/dl	6.8 gm/dl
Hemoglobin	≤26 mg/dl	7.4 mg/dl
Endotoxin	For Information Only	1.9 EU/ml
Mycoplasma	Absent	negative
Bacteria and Fungi	Absent	Passes
HIV, HBsAG	Not Detected	Passes
Growth Promotion	Passes	Passes
Expiration date	m/yr	10/01

Additional Tests For Information Only:

Glucose	97mg/dl
Sodium	137meq/l
Potassium	3.3meq/l
Chloride	100 meq/l
B.U.N.	6mg/dl
Creatinine	0.4mg/dl
Uric Acid	2.4mg/dl
Calcium	8.5mg/dl
Phosphorus	2.9mg/dl
Albumin	4.1 gm/dl
Total Bilirubin	0.4mg/dl
ALT (SGPT)	18IU/l
Alkaline phosphatase	49IU/l
AST (SGOT)	20IU/l
LDH	171IU/l
Cholesterol	170mg/dl
Triglycerides	159mg/dl
HCV, anti-HBc, anti-HBs	Negative

<お問合せ先>

富士フイルム和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪府大阪市中央区道修町3-1-2
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1 日本橋本町東急ビル
 フリーダイヤル: 0120-052-099

<製造元>

株式会社エムピーバイオジャパン

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-7-14
 Tel: 03-6667-0730
 E-mail: custserv.jp@mpbio.com

