

再生医療、細胞療法などの研究に

Recombinant Human Serum Albumin

本品は、動物由来成分を含まないリコンビナトヒト血清アルブミン(rHSA)です。

組換え体の為、ロット間差が少なく、安定した活性を示します。細胞培養や組織培養の培地に添加して使用することができます。

20%溶液と凍結乾燥品の2タイプを取り揃えております。

特長

- ・酵母を用いた技術で製造しております。
- ・ロット間差が少なく、安定した活性を示します。
- ・天然型HSAと同様に培地添加物として使用できます。
- ・様々な培地での細胞増殖効率を亢進します。
- ・研究用容量から大容量まで対応可能です。



20%溶液




凍結乾燥品

製品名	コード	容量	希望納入価格
Recombinant Human Serum Albumin (Purity ≥ 99%, From Yeast)	983182	1 g	¥ 12,000
	983183	5 g	¥ 50,000
	983184	100 g	都度見積
	983184R	バルク	
20% Solution (原料 : Purity ≥ 99%, From Yeast)	983221	50 mL	¥ 94,800

本製品は研究用です。希望納入価格は予告なく変更になる場合があります。

再生医療、細胞療法などの研究に

Human Serum



当社では、高品質のヒト由来の血清を提供しております。

AB型ドナー由来の血清は、A型およびB型の両方の特異的抗体を持たないため、培養細胞での抗体反応が起こりづらいことが知られています。またプール（ドナー混合）のヒト血清もご用意しております。細胞培養のサプリメントとして使用ができます。

特長

- 多くのヒト細胞株で、高い増殖が得られます。
- ドナーはAB型由来と、プールから選択できます。
- 各製品LOTごとに詳細の品質検査を実施（*1）
（浸透圧、マイコプラズマ、ウイルス、バクテリア/菌類など）
- 無菌：ろ過 0.1 μ mのカートリッジ使用
- 数量ディスカウントあります。



コード	製品名	容量	希望納入価格
2930949	Serum, type AB, human, from male donors	100 mL	¥ 48,000
2931949	Serum, type AB, human, (HCV, HIV, HBsAG Free)	100 mL	¥ 48,000
2930149	Human Serum, pooled	100 mL	¥ 35,000
2931149	Human Serum, pooled (HCV, HIV, HBsAG Free)	100 mL	¥ 35,000
2938249	Serum, type AB, human, (HCV, HIV, HBsAG Free)	100 mL	¥ 49,000

本製品は研究用です。希望納入価格は予告なく変更になる場合があります。



株式会社エムピーバイオジャパン

東京都中央区日本橋人形町3-7-14

Tel. 03-6667-0730

E-mail : custserv.jp@mpbio.com

白井物流センター【受注窓口】

千葉県白井市平塚2802-1

Tel. 047-492-8200 Fax.047-492-8201