


Smart Vortenizer

| 特長 |

- ◆ カウントダウンモード、連続モード、センサーモード搭載
- ◆ 赤外線センサー感知による連続運転可能
- ◆ 2 mLチューブを固定できるホルダーを標準搭載
- ◆ 20分の連続稼働でサンプル破碎が可能



製品仕様

画面	液晶タッチパネル
時間範囲	5秒～（5秒単位）
振盪速度	2000 - 3000 rpm (50rpm単位)
標準ホルダー	19 x 2 mL tubes
外形寸法	163W×270D×132H(mm)
質量	5 kg
電源	96-264V, 50/60Hz, 50W
使用環境範囲	温度 5-40 °C 湿度 20-85 % 高度 2000 m

カタログNo.	製品名	包装	定価
8100500	Smart Vortenizer	1台	¥ 180,000



製品詳細ページ

表示価格には消費税は含まれていません。価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。